

Поликлональные Антитела К Plch1 Для Вб И Ифа — Q4Kwh8

Артикул: CM0018495

введение

Кроличы поликлональные антитела к PLCH1 (Q4KWH8), валидированные для методов Вестерн-блоттинга и ИФА. Специфичны к PLCH1 человека, показывают перекрестную реактивность с крысиным белком. Идеально подходят для изучения сигнальных путей фосфолипазы C.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLCH1 кроличье пА
Примечания/алиасы	HPE14; PLCL3; PLC-L3; PLC eta 1; PLCH1
Вид	Человек
GeneID (человек)	23007
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1100-1400 человеческого PLCH1 (NP_055811.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q4KWH8
Молекулярная масса белка	189 кДа
Доставка	Холодовой пакет