

Кроличья Поликлональная Антитело Против Plcxd2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q0Vaa5

Артикул: CM0027853

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого PLCXD2, валидированное для применения в WB и ELISA; перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения роли белка 2, содержащего домен X фосфолипазы C PI-PLC, в липидной сигнализации и функциях ядра.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLCXD2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PLCXD2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	257068
ID гена	257068
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-305 человеческого PLCXD2 (NP_001172035.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q0VAA5
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент