

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Plcxd2 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q0Vaa5

Артикул: CM0017837

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий PLCXD2, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ELISA в образцах человека, мыши и крысы. Узнайте о роли белка 2, содержащего домен PI-PLC X, в передаче липидных сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLCXD2 Rabbit pAb
Примечания/псевдоним	PLCXD2
Вид	Человек
GeneID (человек)	257068
GeneID	257068
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-305 человеческого PLCXD2 (NP_001172035.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q0VAA5
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	Пакет со льдом