


Поликлональное Антитело Против Pld2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O14939

Артикул: CM0013849



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PLD2, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для изучения фосфолипазы D2 в сигнал-индуцированной регуляции цитоскелета и липидном метаболизме.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLD2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PLD1C, PLD2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5338
GeneID	5338
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 человеческого PLD2 (NP_002654.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14939
Молекулярная масса белка	106 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом