

Поликлональные Антитела К Pld3 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iv08

Артикул: CM0023937



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому белку PLD3, валидированные для методов WB, IF/ICC, ELISA; обладают перекрестной реактивностью с мышинным белком. Идеально подходят для изучения функции лизосомальной экзонуклеазы, врожденного иммунитета и распознавания нуклеиновых кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи пАт к PLD3
Примечания/Синонимы	AD19, HUK4, HU-K4, SCA46, PLD3
Вид	Человек
GeneID (человек)	23646
GeneID	23646
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 279-490 человеческого PLD3 (NP_001026866)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q8IV08
Молекулярная масса белка	55 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом