


Моноклональное Антитело Против Плекстрина Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P08567

Артикул: CM0003607



ВВЕДЕНИЕ

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому плекстрину (p47), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для изучения сигнальных путей тромбоцитов и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Pleckstrin Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	P47; PLEK1; Pleckstrin
Вид	Человек
ID гена (человек)	5341
ID гена	5341
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08567
Молекулярный вес белка	40 кДа
Доставка	Сумка со льдом