


Поликлональное Антитело К Plek Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P08567

Артикул: CM0029084



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий плекстрин (PLEK/p47), валидировано для Вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения функции субстрата протеинкиназы С в тромбоцитах и диагностических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к PLEK (кролик)
Примечания/Алиасы	P47; PLEK1; PLEK
Вид	Человек
GeneID (человек)	5341
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-350 человеческого PLEK (NP_002655.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08567
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом