

Поликлональные Антитела Против Plekhab2 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Cs7

Артикул: CM0023490



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого PLEKHB2 (evectin-2), подходящие для WB, IHC-P и ELISA. Обнаруживают белок массой 25 кДа, участвующий в ретроградном транспорте эндосом. Идеально подходят для исследований IVD и диагностических применений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLEKHB2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	EVT2; PLEKHB2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55041
GeneID	55041
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-222 человеческого PLEKHB2 (NP_001094093.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96CS7
Молекулярный вес белка	25kDa
Доставка	Сумка со льдом