

Кроличий Моноклональный Антитело Против Plexin A1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Uiw2

Артикул: CM0011142



введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное против человеческого Plexin A1 (Q9UIW2). Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований сигнальных путей семафоринов, направленного роста аксонов и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Plexin A1 кроличий мАт
Примечания/Псевдонимы	NOV; NOVp; PLXN1; DWOPNED; PLEXIN-A1; Plexin A1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5361
ID гена	5361
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого Plexin A1 (Q9UIW2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UIW2
Молекулярный вес белка	211 кДа
Доставка	Сумка со льдом