


Кроличья Поликлональная Антитело Против Plg Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P00747

Артикул: CM0026408



введение

Кроличья поликлональное антитело против человеческого плазминогена (PLG) для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестная реакция с человеческим, мышинным и крысиным белками. Идеально подходит для изучения фибринолиза, ремоделирования тканей и путей свертывания крови.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLG Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HAЕ4; PLG
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5340
GeneID	5340
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-300 человеческого PLG (NP_000292.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00747
Молекулярный вес белка	91кДа
Доставка	Сумка со льдом