


## Кроличья Моноклональная Антитела Против Plgf Для Wb, If-P, Ифа — P49763

Артикул: CM0006330



### введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела против человеческого PLGF (фактор роста плаценты), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P) и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований ангиогенеза и рака.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Моноклональные кроличьи антитела к PLGF                                                                                                 |
| Примечания/алиасы         | PGFL; PIGF; PLGF; PIGF-2; D12S1900; SHGC-10760                                                                                          |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                 |
| GeneID (человек)          | 5228                                                                                                                                    |
| GeneID                    | 5228                                                                                                                                    |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого PLGF (P49763). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                  |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                 |
| Применение                | WB, IF-P, ИФА                                                                                                                           |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                    |
| SWISS                     | P49763                                                                                                                                  |
| Молекулярная масса белка  | 25 кДа                                                                                                                                  |
| Доставка                  | Холодовая упаковка                                                                                                                      |