


Кроличья Поликлональная Антитело Против Plgf Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P49763

Артикул: CM0018951



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого PLGF (плацентарный фактор роста), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Распознает PLGF человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований ангиогенеза и роста опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против PLGF
Примечания/Псевдонимы	PGFL; PIGF; PLGF; PIGF-2; D12S1900; SHGC-10760
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5228
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-170 человеческого PLGF (NP_002623.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49763
Молекулярный вес белка	25 кДа
Доставка	В ледяном пакете