

Кроличья Поликлональная Антитела Против Plin5 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезах, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Ифа - Q8Bvz1

Артикул: CM0026704

введение

Кроличьи поликлональные антитела против PLIN5, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА, с реактивностью к мышиным и крысиным образцам. Важный инструмент для изучения биологии липидных капель, окисления жирных кислот и исследований метаболических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLIN5 Кроличьи pAb
Примечания/Алиасы	MLDP; LsdP5; PAT-1; 2310076L09Rik
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	440503
ID гена	66968
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 364-463 мышинового PLIN5 (NP_080150.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ на парафиновых срезах, ИГХ на парафиновых срезах, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q8BVZ1
Молекулярная масса белка	50 кДа/49 кДа
Доставка	В пакете со льдом