


Кроличьи Поликлональные Антитела Против Plk1 Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - P53350

Артикул: CM0027898



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого PLK1, подходящие для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагируют с PLK1 мыши и крысы. Необходимы для изучения прогрессии митоза, динамики центросом и цитокинеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLK1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PLK1, PLK, STPK13
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5347
GeneID	5347
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 304-603 человеческого PLK1 (NP_005021.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P53350
Молекулярный вес белка	68кДа
Доставка	Сумка со льдом