


Кроличьи Поликлональные Антитела Против Plk2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ифа - Q9Nyy3

Артикул: CM0025651



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого PLK2 (SNK/hPlk2), валидированные для Вестерн-блоттинга, IF/ICC и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения синаптической пластичности и удвоения centrioles.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLK2 кроличьи пАт
Примечания/Псевдоним	SNK; hSNK; hPlk2; PLK2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10769
GeneID	10769
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 361-439 человеческого PLK2 (NP_006613.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NYY3
Молекулярный вес белка	78кДа
Доставка	Сумка со льдом