


Поликлональное Антитело Против Plk3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9H4B4

Артикул: CM0025665



введение

Кроличье rAb против PLK3, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Иммуноген - рекомбинантный фьюжн-белок. Серин/треониновая киназа PLK3 участвует в клеточном цикле и реакции на стресс. Идеально для исследований апоптоза и повреждения ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье rAb против PLK3
Примечания/Альтернативные названия	CNK; FNK; PRK; PLK-3; PLK3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1263
GeneID	1263
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 487-646 человеческого PLK3 (NP_004064.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H4B4
Молекулярная масса белка	72 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом