


Поликлональные Антитела Против Plk4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O00444

Артикул: CM0025770



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против PLK4 (Polo-like kinase 4) для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Обнаруживают PLK4 человека, мыши и крысы (~109 кДа).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLK4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SAK; STK18; MCCRP2; PLK4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10733
ID гена	10733
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 641-970 человеческого PLK4 (NP_055079.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00444
Молекулярный вес белка	109kDa
Доставка	Сумка-холодоэлемент