

Поликлональная Кроличья Антитело Против PLLr Для Вб, Иф/Ик, Ифа — Q9Y342

Артикул: CM0014492

введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против человеческого PLLP, валидированное для Вестерн-блота, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований биогенеза мембран миелина и апикального эндоцитоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLLP Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	PMLP, TM4SF11, PLLP
Вид	Человек
ID гена (человек)	51090
ID гена	51090
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого PLLP (NP_057077.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y342
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	Аккумулятор холода