

Поликлональные Антитела Против Plod1 Для Вестерн-Блота И Ифа — Q02809

Артикул: CM0017300

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого PLOD1 (лизилгидроксилазы 1), подходящие для иммуноблоттинга и иммуноферментного анализа. Перекрестно реагируют с мышинным белком. Идеально подходят для исследований биосинтеза коллагена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLOD1 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/синонимы	LH; LH1; LLH; EDS6; PLOD; EDSKCL1; PLOD1
Вид белка	Человек
ID гена (человек)	5351
ID гена	5351
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 488–727 человеческого PLOD1 (NP_000293.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q02809
Молекулярная масса белка	84 кДа
Доставка	С холодоэлементом