

Кроличья Моноклональная Антитело Против Plod2/Lh2 Для Вб, Ифа - O00469

Артикул: CM0006977

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против PLOD2/LH2 (лизилгидроксилазы 2), валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает белок массой 85 кДа в пробах человека и крысы. Необходимо для исследований сшивания и стабильности коллагена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против PLOD2/LH2
Примечания/Альтернативные названия	LH2; TLH; BRKS2; PLOD2/LH2
Вид	Человек
ID гена (человек)	5352
ID гена	5352
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 260-380 человеческого PLOD2/LH2 (NP_000926.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O00469
Молекулярная масса белка	85 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом