


Кроличье Поликлональное Антитело Против Plod3 Для Вестерн-Блоттинга, IHC-P, IF/ICC, Elisa - O60568

Артикул: CM0017036



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PLOD3 (LH3), валидированное для Вестерн-блоттинга, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Распознает человеческий и мышиный PLOD3 — многофункциональную пролизинггидроксилазу и гликозилтрансферазу, необходимые для биосинтеза коллагена и формирования базальной мембраны.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLOD3 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	LH3; PLOD3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8985
GeneID	8985
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-280 человеческого PLOD3 (NP_001075.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O60568
Молекулярная масса белка	85 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом