


Моноклональное Антитело Против Plod3/Lh3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O60568

Артикул: CM0002150



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого PLOD3 (LH3), валидированное для WB и ELISA. Распознает человеческий и мышиный PLOD3, молекулярный вес 85 кДа. Подходит для исследований модификации коллагена.

[Узнать больше](#)

Поле	Значение
Название продукта	Polyclonal Antibody to PLOD3 (Rabbit)
Примечания/Псевдоним	LH3; PLOD3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8985
ID гена	8985
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-306 человеческого PLOD3 (NP_001075.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O60568
Молекулярный вес белка	85 кДа
Доставка	Сумка-холодильник