

Поликлональные Антитела Против Plp1 Для Вб, Иф, Ифа — P60201

Артикул: CM0013664



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому PLP1 (полилипидному протеину миелина), подходят для ВБ, ИФ, ИФА. Перекрестно реагируют с белками мыши и крысы. Идеальный выбор для исследований миелина и неврологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLP1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	PLP; PMD; HLD1; MMPL; SPG2; GPM6C; PLP/DM20; PLP1
Вид	Человек
GeneID	5354
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 102-148 человеческого PLP1 (NP_955772.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P60201
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	Холодовой пакет