

Поликлональные Антитела Против PLP1 Для Вб, Иг, Иф, Ифа — P60201

Артикул: CM0023007



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому PLP1 (протеолипидному белку миелина), валидированные для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии, иммунофлуоресценции и ИФА. Реагируют с пробами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований в области нейробиологии и изучения миелина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	PLP1 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	PLP; PMD; HLD1; MMPL; SPG2; GPM6C; PLP/DM20; PLP1
Вид	Человек
ID гена	5354
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 90-150 человеческого PLP1 (NP_000524.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-П, ИГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P60201
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	Хладагент