


Кроличья Поликлональная Антитело К PLS3 Для Вб, Ип, Ифа — P13797

Артикул: CM0027378



введение

Кроличья поликлональная антитело к PLS3 нацелена на пластин-3 (Т-пластин), актин-связывающий белок, образующий пучки. Валидирована для ВБ, ИП, ИФА; перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований цитоскелета и остеопороза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело к PLS3
Примечания/алиасы	BMND18; T-plastin; PLS3
Вид	Человек
ID гена (человек)	5358
ID гена	5358
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P13797
Молекулярная масса белка	71 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с охлаждающими элементами