

Поликлональные Антитела Против Plscr3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q9Nry6

Артикул: CM0015351

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческой фосфолипидной скрамблазы 3 (PLSCR3). Валидированы для WB, IF/ICC и ELISA; перекрестно реагируют с мышью и крысой. Обнаруживают митохондриальную скрамблазу, участвующую в транслокации кардиолипина и апоптозе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLSCR3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PLSCR3
Вид	Человек
GeneID	57048
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-295 человеческого PLSCR3 (NP_065093.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NRY6
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	С ледяным пакетом