

Кроличья Поликлональная Антитело Против Pltp Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P55058

Артикул: CM0029391

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против PLTP, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к PLTP человека и мыши. Идеально подходит для изучения переноса липидов, ремоделирования ЛПВП и метаболизма холестерина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	PLTP Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	BPIFE; HDLCQ9; PLTP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5360
GeneID	5360
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 142-441 PLTP человека (NP_872617.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P55058
Молекулярный вес белка	55кДа
Доставка	Сумка со льдом