

Поликлональные Антитела Против Plvar Для Wb, Elisa - Q9Bx97

Артикул: CM0018304

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого PLVAP (PV1), валидированные для WB и ELISA. Подходят для перекрестной реакции с мышью и крысой. Идеальны для изучения эндотелиальных fenestr, сосудистой проницаемости и диафрагм в микрососудистой биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLVAP кролик pAb
Примечания/Псевдоним	PV1; FELS; PV-1; gp68; DIAR10; PLVAP
Вид	Человек
ID гена	83483
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 63-442 человеческого PLVAP (NP_112600.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реакция	Мышь, Крыса
SWISS	Q9BX97
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	Сумка со льдом