

Анти-PLXNA3 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - P51805

Артикул: CM0013182

введение

Валидированные поликлональные антитела кролика Anti-PLXNA3 для применения в WB и ELISA. Обнаруживают человеческий PLXNA3, рецептор семафорина, участвующий в навигации аксонов и развитии нейронов. Идеально подходят для исследований в области нейронауки и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLXNA3 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	6.3; PLXN3; PLXN4; XAP-6; HSSEXGENE; PLXNA3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55558
GeneID	55558
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 950-1150 человеческого PLXNA3 (NP_059984.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P51805
Молекулярный вес белка	208кДа
Доставка	Сумка со льдом