

Поликлональные Антитела К Plzf Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q05516

Артикул: CM0030271



введение

Кроличьи поликлональные антитела к PLZF (ZBTB16/ZNF145), валидированные для методов WB, IHC-P и ELISA. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Подходят для изучения транскрипционной репрессии и миелоидной дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLZF Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	PLZF; ZNF145
Вид	Человек
ID гена	7704
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 199-300 человеческого PLZF (NP_005997.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q05516
Молекулярная масса	74 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом