

Кроличья Моноклональная Антитело К Plzf Для B6 - Q05516

Артикул: CM0002570



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого PLZF (ZBTB16/ZNF145). Валидировано для ВБ, ИП, IF-P, ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований транскрипционной регуляции и убиквитинирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLZF кроличье мкАнт
Примечания/Алиасы	PLZF; ZNF145
Вид	Человек
ID гена	7704
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 199-300 человеческого PLZF (NP_005997.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИП, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q05516
Молекулярная масса белка	74кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом