


Поликлональное Антитело Против Pmaip1 (Noxa/Apr) Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q13794

Артикул: CM0025355



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PMAIP1 (NOXA), валидировано для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований апоптоза и митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PMAIP1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	APR, NOXA, PMAIP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5366
GeneID	5366
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-54 человеческого PMAIP1 (NP_066950.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13794
Молекулярная масса белка	6 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом