

Кроличье Поликлональное Антитело Против Pmch Для Вестерн Блоттинга, Elisa - P20382

Артикул: CM0026030



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PMCH, валидированное для Вестерн блоттинга (WB) и ELISA. Реагирует с образцами человека и мыши, нацелено на белок-предшественник про-MCH (~19 кДа). Идеально для исследований нейропептидов, ожирения и метаболических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PMCH Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MCH; ppMCH; PMCH
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	5367
Gene ID	5367
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-165 человеческого PMCH (NP_002665.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P20382
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия доставки	С охлаждающим пакетом