

Моноклональное Антитело Anti-Pmel (Gr100) Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Парафин), Ифа - P40967

Артикул: CM0004872

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого PMEL (gp100), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ (парафин) и ИФА. Подходит для исследований меланомы, биологии меланосом и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PMEL Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	P1; SI; SIL; ME20; P100; SILV; HMB45; ME20M; gp100; HMB-45; ME20-M; PMEL17; D12S53E; PMEL
Вид	Человек
GeneID	6490
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P40967
Молекулярный вес белка	70 кДа
Доставка	С ледяным пакетом