

Поликлональное Антитело Против Pmel Для Вб, Иф/Икк, Ифа - P40967

Артикул: CM0027855



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому PMEL (gp100), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышью и крысой, идеально подходит для исследования биогенеза меланосом и антигенов меланомы. 70 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PMEL Rabbit pAb
Примечания/алиасы	P1; SI; SIL; ME20; P100; SILV; HMB45; ME20M; gp100; HMB-45; ME20-M; PMEL17; D12S53E; PMEL
Вид	Человек
GeneID (человек)	6490
GeneID	6490
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислотных остатков 320-430 человеческого белка PMEL (NP_008859.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P40967
Молекулярная масса белка	70 кДа
Доставка	Хладоэлемент