

Анти-Ртера1 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q969W9

Артикул: CM0015462

введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого РМЕРА1 (ТМЕРА1), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагируют с мышью и крысой. Подходят для изучения сигнального пути TGF-бета и регуляции андрогенового рецептора в онкологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РМЕРА1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	STAG1; ТМЕРА1; РМЕРА1
Вид	Человек
ID гена	56937 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 173-252 человеческого РМЕРА1 (NP_954638.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q969W9
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	Сумка со льдом