

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Rmeпа1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q969W9

Артикул: CM0021429

введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело, нацеленное на белок РМЕРА1 (ТМЕРА1) человека, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигнального пути TGF-бета и рака предстательной железы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к РМЕРА1
Примечания/синоним	STAG1; ТМЕРА1; РМЕРА1
Вид	Человек
GeneID (человек)	56937
GeneID	56937
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 173-252 человеческого РМЕРА1 (NP_954638.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q969W9
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	Пакет со льдом