

Моноклональное Антитело Против Pmf1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q6P1K2

Артикул: CM0003184



введение

Кроличье моноклональное антитело против PMF1, подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Валидировано на образцах человека и крысы. Полиамин-модулирующий фактор 1 массой 23 кДа, участвующий в сегрегации хромосом и транскрипции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PMF1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	PMF1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11243
ID гена	11243
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-205 человеческого PMF1 (NP_009152.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q6P1K2
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом