

Поликлональные Антитела Против Pml Для Wb, Ihc-P, Elisa - P29590

Артикул: CM0024152



введение

Кроличьи поликлональные антитела против белка PML человека, валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. PML — это белок-каркас ядерных телец, участвующий в подавлении опухолей, апоптозе и противовирусной защите. Идеально подходят для исследований в рамках IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PML кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	MYL; RNF71; PP8675; TRIM19; PML
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5371
GeneID	5371
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 571-611 человеческого PML (NP_150241.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P29590
Молекулярный вес белка	98kDa
Доставка	Сумка со льдом