

Анти-Pml+Rara Поликлональные Антитела Кролика Для Иф/Ицх И Ифа - P29590 / P10276

Артикул: CM0020099



введение

Поликлональные антитела, направленные на белок слияния PML-RARA (тип L ОПЛ). Валидированы для ИФ/ИЦХ и ИФА на образцах человека и крысы. Идеально подходят для исследований лейкемии ОПЛ и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PML+RARA кролик pAb
Примечания/Псевдоним	PML/RARA; Тип L ОПЛ
Вид	Человек
GeneID	5371/5914
Иммуноген	синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 500-600/1-100 человеческого PML+RARA (NP_150241.2/NP_000955.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P29590/P10276
Молекулярный вес белка	47-48kDa/62-97kDa/39kDa/50kDa
Доставка	Сумка со льдом