

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Pmm2 Для Wb, If/Icc, Elisa - O15305

Артикул: CM0025400



введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого PMM2 (фосфоманномутаза 2), подходящие для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ИФА. Перекрестная реакция с образцами человека, мыши и крысы. Полезны для исследований врожденных нарушений гликозилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PMM2 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	PMI; CDG1; CDGS; PMI1; CDG1a; PMM 2; PMM2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5373
GeneID	5373
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-246 человеческого PMM2 (NP_000294.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15305
Молекулярный вес белка	28 кДа
Доставка	Сумка со льдом