

Моноклональное Антитело Anti-Pmp70/Abcd3 Для Wb, If/Icc, Elisa — P28288

Артикул: CM0011901



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого PMP70/ABCD3 (P28288), валидированное для WB, IF/ICC, ELISA, с перекрёстной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований транспорта жирных кислот в пероксисомы и бета-окисления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАт против PMP70/ABCD3
Примечания/алиасы	ZWS2; ABC43; CBAS5; PMP70; PXMP1; PMP70/ABCD3
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5825
Идентификатор гена	5825
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 560–659 человеческого PMP70/ABCD3 (P28288)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P28288
Молекулярная масса белка	75 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом