


Кроличья Поликлональная Антитело Против Pmp70/Abcd3 - P28288

Артикул: CM0023376



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против PMP70/ABCD3, валидированное для WB, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Подходит для исследования транспорта и метаболизма пероксисомных жирных кислот у человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PMP70/ABCD3 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	ZWS2; ABC43; CBAS5; PMP70; PXMP1; PMP70/ABCD3
Вид	Человек
GeneID (человек)	5825
GeneID	5825
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 340-475 человеческого PMP70/ABCD3 (NP_002849.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P28288
Молекулярная масса белка	75 кДа
Доставка	Сумка-холодильник