

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Pms1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P54277

Артикул: CM0021482



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок PMS1 (белок репарации неспаренных оснований ДНК). Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА, поддерживает исследования в области репарации ДНК и наследственного неполипозного колоректального рака (HNPCC).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PMS1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MLH2; PMSL1; hPMS1; HNPCC3; PMS1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5378
GeneID	5378
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 405-619 человеческого белка PMS1 (NP_000525.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P54277
Молекулярная масса белка	106 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом