


Кроличье Моноклональное Антитело К Pms2 (Валидировано Методом Нокаута) Для Wb И Elisa - P54278

Артикул: CM0006435



введение

Кроличье моноклональное антитело к PMS2 (валидировано методом нокаута), оптимизированное для вестерн-блоттинга и ELISA, распознающее белок PMS2 человека (96 кДа). Маркер эндонуклеазы репарации ошибочно спаренных оснований для исследований колоректального рака (HNPCC).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] PMS2 Rabbit mAb
Примечания/Синонимы	MLH4; PMS-2; PMSL2; HNPCC4; LYNCH4; MMRC54; PMS2CL; S2
Вид	Человек
GeneID (человек)	5395
Иммуноген	Рекомбинантный белок PMS2 человека
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P54278
Молекулярная масса	96 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом