


Кроличьи Поликлональные Антитела К Pms2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — P54278

Артикул: CM0025083



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого PMS2 — эндонуклеазы системы репарации несоответствий ДНК. Валидированы для ВБ и ИФА, проявляют перекрестную реакцию с крысиным белком. Идеально подходят для исследований в области онкологии и изучения системы репарации ММР.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PMS2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	MLH4; PMS-2; PMSL2; HNPCC4; LYNCH4; MMRCS4; PMS2CL; PMS2
Вид	Человек
GeneID (человек)	5395
GeneID	5395
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P54278
Молекулярная масса белка	96 кДа
Доставка	Холодильный пакет