


Кроличья Поликлональная Антитела Против Pms2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ip, Elisa - P54278

Артикул: CM0013463



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на эндонуклеазу репарации неспаренных оснований PMS2 человека, валидированы для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, IP, ELISA. Перекрестно реагируют с PMS2 мыши. Идеальны для исследований рака и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] PMS2 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	MLH4; PMS-2; PMSL2; HNPCC4; LYNCH4; MMRC54; PMS2CL; S2
Вид	Человек
GeneID	5395
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 390-670 белка PMS2 человека (NP_000526.2))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P54278
Молекулярная масса белка	96 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом