


Поликлональные Антитела Против Pmvk Для Вестерн-Блоттинга - Q15126

Артикул: CM0013370



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого PMVK (фосфомевалонаткиназа), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), перекрестно реагируют с мышью и крысой. Ключевой реагент для исследований мевалонатного пути и биосинтеза холестерина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PMVK кролик pAb
Примечания/Псевдоним	PMK; PMKA; PMKASE; POROK1; HUMPMKI; PMVK
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10654
GeneID	10654
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-192 человеческого PMVK (NP_006547.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15126
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	Сумка со льдом