

Кроличья Поликлональная Антитело Против Pnkd Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q8N490

Артикул: CM0029389

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PNKD, подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA. Нацелено на вероятную тиюэстеразу, участвующую в детоксикации, биологии мышц и двигательных расстройствах. Перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PNKD Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	R1; MR1; PDC; DYT8; FPD1; MR-1; BRP17; MR-1S; PKND1; PNKD1; FKSG19; TАНCCP2; KIPP1184; PNKD
Вид	Человек
ID гена	25953
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого PNKD (NP_056303.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8N490
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	В сумке со льдом