


Моноклональное Антитело Кролика Anti-Pnkp Для Wb, Elisa — Q96T60

Артикул: CM0006549



введение

Моноклональное антитело кролика Anti-PNKP, валидированное для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Перекрёстно реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Нацелено на белок репарации ДНК PNKP, идеально подходит для исследований путей BER и NHEJ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PNKP Rabbit mAb
Примечания/синонимы	PNK; AOA4; MCSZ; CMT2B2; EIEE10; PNKP
Вид	Человек
GeneID (человек)	11284
GeneID	11284
Иммуноген	Синтетический пептид (синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 400-500 человеческого PNKP (NP_009185.2).)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96T60
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия транспортировки	Хладагент